

Pilot A2



Features

Pilot A2 е спринцовкова инфузионна помпа за прецизни интравенозни вливания, с ниска скорост.

- Скорост на вливане: 0.1 до 400 мл/ч.
- Избор на спринцовки – 12 вида с размер 50/60, 20 и 10 мл. (с вложка)
- Точност на зададената скорост $\pm 1\%$ на буталния механизъм и $\pm 2\%$ на спринцовката.
- 15 имена на медикаменти, с възможност за промяна.
- Болус функция, променлива от 50 до 500 мл/ч., с брояч на влетия обем
- Три нива на задействане аларма – налягане 300 mmHg; 500 mmHg; 900 mmHg
- Анти-болусна система – намален болус при освобождаване на запушване.
- Обемен лимит и информация за общия влят обем.
- RS232 сериен порт, по заявка.
- Вградена батерия: 7 часа автономна работа при скорост 5 мл/ч. и 50/60 мл. спринцовка.
- Изобразяване на дисплея в Часове/Минути
- Мрежово захранване 220 V/50Hz или 12-15 V DC, 15 W
- Размери W=120, H=330, D=155 mm; Тегло /2.2 kg.

Забележка: Този продукт е наличен само на следните езици: английски, френски, чешки, български, испански и полски.



ВИСОКО КАЧЕСТВО

"TOMEL" EOOD

Валентин Томов: 0888 723 846

info@tomel.bg www.tomel.bg